課程名稱:生物



生物實驗

40603朱芊叡

目錄:

- □動機
- □ 1.顯微測量技術
- □ 2.奇異果DNA粗萃取
- □ 3.細胞型態與構造的觀察
- □ 4.有絲分裂過程中染色體的變化
- □ 反思與總結
- □ 參考資料



動機:

多一個在實驗室學習的經驗,並透過實際的操作, 更了解實驗時的基本操作,也加深自己對生物知識的 印象,有機會讓自己在未來面對新知識能輕鬆銜接!



1.顯微測量技術

目的:學習利用目鏡測微器測量生物的微小構造

實驗過程

1 放置目鏡測微器於目鏡兩鏡片之間




2 放置載物臺測微器



(我)查看右邊置有目鏡測微器之影像



3 利用已知每小格10µm的載物臺測微器校正目鏡測微器




<mark>分析</mark> 將校正過程的數據製作成表格

物鏡倍率	目鏡測微器格數	載物臺測微器格數	目鏡測微器每格大小 (µm)
4X	10	25	25
10X	20	20	10
40X	20	5	2.5


2.奇異果DNA粗萃取

步驟



實驗過程

捏爛奇異果:破壞細胞壁(進入細胞)



加入洗碗精(3滴):界面活性劑可破壞細胞膜與核膜(釋出染色質)

加入5M濃食鹽水(5mL):溶解DNA






加入嫩精(一匙):分解蛋白質



使用濾袋過濾雜質




輕柔加入95%冰酒精(5mL):<u>析出</u>DNA



分析:

- ➤ 利用人為與化學藥劑的破壞,萃取細胞深處的DNA
- ► 析出的白色棉絮狀物質,主要成分為奇異果DNA (粗萃取無法去除所有物質)
- ➤ 酒精使Na+與帶負電的DNA結合成能聚集沉澱的電中性,而低溫使物質溶解度低

奇異果DNA





3.細胞型態與構造的觀察

水埋玻片製作方式:

方式 抹片法 折撕法 適用 堆疊黏附不明顯

整片平整且 連接緊密的細胞

植物解剖(根莖管狀 横切與縱切)

徒手切片法

壓片法 任意切面皆可,如:果肉



實驗 1 折撕法一青江菜下表皮(表皮細胞與保衛細胞)


將葉片上表皮往下對折, 斜撕出一小薄層



將下表皮薄層置於載玻片上 並滴水





觀察表皮細胞與保衛細胞



實驗 2 壓片法—香蕉維管束

取下香蕉皮上的組織,微 壓後放置於玻片上





分析:


- ▶ 多層細胞的厚度較厚,光線無法直接穿透,難以觀察→挑選組織薄片
- ▶ 載玻片上滴水→幫助標本展開
- ▶ 青江菜下表皮:
 - 撕下整片完整的下表皮, 觀察其排列情形
- ➤ 香蕉維管束:
 - 壓片法擠壓果肉使其分散→避免組織重疊影響觀察
 - o 無法觀察到維管束→再將果肉壓扁(可能有其他果肉重疊藏住)或更改載玻片上物質



4.有絲分裂過程中染色體的變化

<mark>分析:洋蔥根尖細胞</mark>

- ➢ 洋蔥的根尖較易觀察到進行有絲分裂的 生長點
- ➤ 洋蔥根尖生長點
 - 排列緊密
 - 外型方正
 - 細胞體積小
 - 細胞核相對細胞質占細胞比例較大



反思與總結

實際操作四項實驗後,令我印象最深刻的是奇異果DNA粗萃取實驗,因為在觀察奇異果DNA前,必須先破6層關卡,可見遺傳物質對於植物體是如此的重要,而在析出DNA後,得來不易的過程讓我感到滿滿成就,所以未來的我會多方面嘗試新事物,不管過程有多麼的困難,堅持下去必定會獲得新的成就。

參考資料

1. 圖片:

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cJUhlGR%2f&id=EABF591BC76BD7DD9504EACCFE5D3EE69196A242&thid=OIP.cJUhlGR_mdYQoNBUh9yXuQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fpic.pimg.tw%2fchico386%2f1407427835-2164891640_n.png&cdnurl=https%3a%2f%2ffh.bing.com%2fth%2fid%2fR.70952194647f99d610a0d05487dc97b9%3frik%3dQqKWkeY%252bXf7M6g%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=600&expw=600&q=%E8%AE%9A%E5%9C%96%E7%89%87&simid=607996580170594099&FORM=IRPRST&ck=B29AD0779AFF6FDA817A50417964D425&selectedIndex=33&ajaxxhist=0&ajaxser

2. 資料:龍騰-普通型高級中學生物(全一冊)

THE END!